





適度な反発力で体重を押し返し、長時間の座り疲れを軽減
車いす利用時の快適な座り心地をサポート

エアウィーヴ 車いすクッション



硬さの異なる2種類のエアファイバー®が、
座っている間の座位の保持と、底付きをサポートします。
車いすから立ち上がる際も、足腰に掛かる負担をより軽減します。
カバーも中材も洗えるので、汚れても安心です。

〈硬さの異なる2種類のエアファイバー®〉



フィギュアスケーター
浅田真央さん


品番	TAISコード	寸法(cm)	重量(kg)	エアファイバー®厚さ(cm)
4-237011-1	01862-000033	39×39×5.5	0.6	5.1 (1.6+3.5)

車いすクッションの特長

優れた体圧分散で
長時間の座り疲れを軽減


【体圧分散の様子】

車いすクッションを使用しない時



一定の場所(赤い部分)に体圧が集中しています。

車いすクッションを使用した時



一定の場所への体圧の集中が
なくなり、広い範囲で分散しています。

中材も洗えて
常に清潔



外側カバーだけでなく、中材の
エアファイバー®も洗えます。汚れて
もシャワーで簡単に洗い流せるか
ら、いつでも清潔を保てます。
カビ・ダニの心配もありません。

表面はメッシュカバーで
夏でも蒸れにくい



90%以上が空気層であるエア
ファイバー®に加え、表面素材は
メッシュ生地を採用。
通気性がよく、蒸れにくいので、
快適にお使いいただけます。

底面は
滑り止め生地で安心



底面は、すべり止め加工を施した
生地を使用。
座位ズレや車いすからの脱落を
防止します。

The Quality Sleep
airweave